

使用方法はかんたん3ステップ

1

装着

小型(500円玉サイズ)のセンサーを上腕の後ろ側に装着します。



2

センサーの起動

センサーにスマートフォンのアプリをかざし、センサーを起動します。



3

確認

現在のグルコース値と血糖変動の傾向を示す矢印が毎分自動で表示されます。8時間の履歴も確認することができます。



アプリのダウンロード

FreeStyleリブレ2でも、従来のFreeStyleリブレと同じアプリを使うことができます。アプリストアで「リブレLink」と検索するか、二次元コードよりアクセスしてください。

<https://www.myFreeStyle.jp/patient/freestyle-libre-link/download.html>

※ご使用には、NFC設定を有効にすることが必要です。

※スマートフォン使用推奨環境に関する情報は、弊社ウェブサイトでご確認ください。

